

## 五、分项报价明细表

投标包：第3包

包名称：专用配件耗材一（设备类）

| 序号 | 货物名称           | 规格型号                          | 产地 | 数量及单位 | 单 价<br>(元) | 合计（元）  |
|----|----------------|-------------------------------|----|-------|------------|--------|
| 1  | T3 色谱柱         | 1 根/盒<br>186003539            | 中国 | 1 根   | 8780       | 8780   |
| 2  | 固相萃取小柱         | 50 个/盒<br>12102116            | 中国 | 1 盒   | 1500       | 1500   |
| 3  | C18 散装吸附剂      | 40 $\mu$ m, 100 g<br>12213012 | 中国 | 1 瓶   | 2914.5     | 2914.5 |
| 4  | C18 固相萃取柱      | 20 支/包<br>14256015            | 中国 | 1 包   | 1453       | 1453   |
| 5  | C18 柱固相萃取柱     | 50 支/盒<br>12102028            | 中国 | 1 盒   | 604        | 604    |
| 6  | C18 柱固相萃取柱     | 50 支/盒<br>12102052            | 中国 | 1 盒   | 798.5      | 798.5  |
| 7  | C8 柱固相萃取柱      | 50 支/盒<br>12113028            | 中国 | 1 盒   | 1420.9     | 1420.9 |
| 8  | ESI-L 低浓度调谐混标  | 100mL/瓶<br>G1969-85000        | 中国 | 1 瓶   | 2432       | 2432   |
| 9  | ESI-低浓度调谐混合物   | 100mL/瓶<br>G1969-85000        | 中国 | 1 盒   | 2432       | 2432   |
| 10 | HLB 柱固相萃取柱     | 50 支/盒<br>5610-2145           | 中国 | 1 盒   | 1173       | 1173   |
| 11 | C18 色谱柱        | 1 根/盒<br>695675-702           | 中国 | 1 盒   | 8719.8     | 8719.8 |
| 12 | hplc 溶剂入口过滤器滤芯 | 0.3 $\mu$ m, 5/包<br>5023-0271 | 中国 | 1 包   | 1412       | 1412   |
| 13 | Ni 采样锥（个）      | 1 个/盒<br>3600812              | 中国 | 1 盒   | 4914.6     | 4914.6 |

|    |                      |                               |    |     |        |        |
|----|----------------------|-------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 14 | Ni 截取锥 (个)           | 1 个/盒<br>1311870              | 中国 | 1 盒 | 7010   | 7010   |
| 15 | MAX 柱固相萃取柱           | 100 支/盒<br>186000368          | 中国 | 1 盒 | 2967.4 | 2967.4 |
| 16 | WCX 固相萃取柱            | 100 支/盒<br>186002495          | 中国 | 1 盒 | 3074   | 3074   |
| 17 | PEEK 接头              | 5 个/包<br>228-18565-84         | 中国 | 1 包 | 235.2  | 235.2  |
| 18 | PTFE 滤芯              | 5 个/包<br>01018-22707          | 中国 | 1 包 | 431    | 431    |
| 19 | PTFE 滤芯接头            | 4/包<br>5062-8517              | 中国 | 1 包 | 332    | 332    |
| 20 | QuEChERS萃取包, AOAC    | 200/盒<br>5610-2138            | 中国 | 1 盒 | 1965.5 | 1965.5 |
| 21 | QuEChERS萃取包, EN      | 50 个/盒<br>5610-2137           | 中国 | 1 盒 | 517.2  | 517.2  |
| 22 | QuEChERS萃取管, AOAC 方法 | 50 个/包<br>5610-2154           | 中国 | 1 盒 | 990    | 990    |
| 23 | QuEChERS萃取管, AOAC 方法 | 50 个/包<br>5610-2154           | 中国 | 1 盒 | 566    | 566    |
| 24 | QuEChERS萃取管, EN 方法   | 50 个/包<br>5610-2137           | 中国 | 1 盒 | 517.2  | 517.2  |
| 25 | Quick Turn 不锈钢毛细管    | 0.12x150mm<br>5500-1189       | 中国 | 1 个 | 440    | 440    |
| 26 | SAX 强阴离子交换色谱柱        | 250*4.6mm,3.5um<br>880952-703 | 中国 | 1 根 | 5115   | 5115   |
| 27 | 氨基固相萃取柱              | 30 支/盒<br>WAT054605           | 中国 | 1 盒 | 1590   | 1590   |

|    |                   |                        |    |     |         |         |
|----|-------------------|------------------------|----|-----|---------|---------|
| 28 | 调谐液               | 250mL<br>1323760       | 中国 | 1 瓶 | 4830    | 4830    |
| 29 | QuEChERS萃取<br>盐包  | 200/包<br>5610-2139     | 中国 | 1 包 | 2026    | 2026    |
| 30 | 氨基固相萃取柱           | 50 支/盒<br>12102041     | 中国 | 1 盒 | 1692    | 1692    |
| 31 | 氨基固相萃取柱           | 50 支/盒12102108         | 中国 | 1 盒 | 1906.7  | 1906.7  |
| 32 | ●氨基固相萃取<br>柱      | 30 支/盒<br>12256045     | 中国 | 1 盒 | 1000    | 1000    |
| 33 | 玻璃柱接头（通<br>用压合接头） | 10/包<br>5190-6979      | 中国 | 1 包 | 1210    | 1210    |
| 34 | 不起毛布              | 15/包<br>05980-60051    | 中国 | 1 包 | 785     | 785     |
| 35 | 不粘连衬管O形<br>圈      | 10 个/包<br>5188-5365    | 中国 | 1 包 | 180     | 180     |
| 36 | 衬管                | 100 个/盒<br>5190-3171   | 中国 | 1 盒 | 19072.6 | 19072.6 |
| 37 | 衬管                | 5pc<br>S227-35008-01   | 中国 | 1 盒 | 1350    | 1350    |
| 38 | 衬管                | 5 个/包<br>S227-35008-01 | 中国 | 1 盒 | 1350    | 1350    |
| 39 | 衬管                | 5pc<br>453A1925-UI     | 中国 | 1 盒 | 1590    | 1590    |
| 40 | 储备液瓶棕色带<br>盖      | 棕色储备液瓶带盖<br>5183-4323  | 中国 | 1 箱 | 893.2   | 893.2   |
| 41 | 氙灯                | 1 个<br>228-34016       | 中国 | 1 个 | 4105    | 4105    |
| 42 | 灯丝                | 1 个/盒<br>G7005-60061   | 中国 | 1 盒 | 2015.3  | 2015.3  |
| 43 | 灯丝                | 1 个/盒<br>225-10340-91  | 中国 | 1 盒 | 1620    | 1620    |

|    |                      |                       |    |     |        |        |
|----|----------------------|-----------------------|----|-----|--------|--------|
| 44 | 灯丝, 高温, ci<br>离子源    | 2 个/盒<br>G7005-60072  | 中国 | 1 盒 | 5017.5 | 5017.5 |
| 45 | 灯丝, 高温, EI<br>离子源    | 1 个/盒<br>G7005-60061  | 中国 | 1 个 | 2015.3 | 2015.3 |
| 46 | 低流速喷针                | 1 个/根<br>OPTON-30139  | 中国 | 1 根 | 4091.2 | 4091.2 |
| 47 | 顶空瓶铝质钳<br>口盖 (20 mm) | 100/包<br>5183-4477    | 中国 | 1 包 | 642.7  | 642.7  |
| 48 | 废液管                  | 12 根/包<br>1320110     | 中国 | 1 包 | 1600   | 1600   |
| 49 | 佛罗里硅土                | 30 个/包<br>12256014    | 中国 | 1 盒 | 1000   | 1000   |
| 50 | 佛罗里硅土固<br>相萃取柱       | 50 个/包<br>12102050    | 中国 | 1 盒 | 1215   | 1215   |
| 51 | 佛罗里硅土固<br>相萃取柱       | 50 个/包<br>12102129    | 中国 | 1 盒 | 990    | 990    |
| 52 | 隔垫                   | 25/PK<br>221-76650-01 | 中国 | 1 盒 | 975    | 975    |
| 53 | 隔垫                   | 225-01068             | 中国 | 1 个 | 168    | 168    |
| 54 | 固相萃取小柱,<br>CARB 柱    | 30 支/盒<br>5610-2082   | 中国 | 1 盒 | 860    | 860    |
| 55 | 固相萃取小柱,<br>CARB 柱    | 30 支/盒<br>5610-2083   | 中国 | 1 盒 | 1170   | 1170   |
| 56 | 固相萃取柱                | 50 支/盒<br>12113048    | 中国 | 1 盒 | 1160   | 1160   |
| 57 | 固相萃取柱 (除脂前处理反萃管)     | 50/包<br>5982-0101     | 中国 | 1 盒 | 675    | 675    |

|    |                                       |                                         |    |     |        |        |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 58 | 固相萃取柱（<br>除脂前处理反<br>萃管）               | 50/包<br>5982-0101                       | 中国 | 1 包 | 675    | 675    |
| 59 | 固相萃取柱（<br>除脂前处理分<br>散 SPE）            | 50/包<br>5982-1010                       | 中国 | 1 包 | 2420   | 2420   |
| 60 | 固相萃取柱（<br>除脂小柱）                       | 100 个/包<br>5610-2235                    | 中国 | 1 盒 | 2420   | 2420   |
| 61 | 固相萃取柱，<br>GCB 500mg/氨<br>基            | 30 支/盒<br>5610-2085                     | 中国 | 1 盒 | 1458   | 1458   |
| 62 | 固相萃取柱，<br>HLB                         | 30 个/包<br>5610-2146                     | 中国 | 1 盒 | 1426   | 1426   |
| 63 | 固相萃取柱，<br>HLB                         | 200mg,6 mL/管，<br>30个/包<br>5610-2146     | 中国 | 1 包 | 1426   | 1426   |
| 64 | 固相萃取柱，<br>HLB                         | 200mg,6 mL/管，<br>30个/包<br>5610-2146     | 中国 | 1 包 | 1426   | 1426   |
| 65 | 固相萃取柱，苯<br>乙烯-二乙烯<br>基苯聚合物            | 30 支/盒<br>186008718                     | 中国 | 1 盒 | 1800   | 1800   |
| 66 | 固相萃取柱，混<br>合型弱阴离子<br>交换反向吸附剂<br>（WAX） | 30 支/盒<br>186002493                     | 中国 | 1 盒 | 2174.5 | 2174.5 |
| 67 | 过滤器                                   | 100/包<br>5190-5092                      | 中国 | 1 盒 | 1876   | 1876   |
| 68 | 过滤器                                   | 100/包<br>5191-4286                      | 中国 | 1 包 | 105    | 105    |
| 69 | 过滤器                                   | 尼龙，13mm，<br>0.2um，100/包<br>5191-4286    | 中国 | 1 包 | 105    | 105    |
| 70 | 过滤器                                   | PES ,13mm, 0.2um<br>，100/包<br>5191-4298 | 中国 | 1 包 | 126    | 126    |

|    |                            |                                |    |     |        |        |
|----|----------------------------|--------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 71 | 截取锥                        | 1 个<br>G3280-67041             | 中国 | 1 个 | 5044   | 5044   |
| 72 | 进样衬管                       | 分流 25 个/包<br>5183-4713         | 中国 | 1 包 | 6166   | 6166   |
| 73 | 进样垫                        | 50 个/包<br>S227-35004-01        | 中国 | 1 包 | 820    | 820    |
| 74 | 进样管 (包)                    | 12 根/包<br>1320050              | 中国 | 1 包 | 1371.5 | 1371.5 |
| 75 | 进样口分流平板<br>和垫圈             | 10/包<br>5190-2209              | 中国 | 1 包 | 3452.7 | 3452.7 |
| 76 | 进样瓶                        | 100 个/盒<br>5190-9618           | 中国 | 1 盒 | 114.8  | 114.8  |
| 77 | 进样瓶 (棕色玻<br>璃, 螺纹口)        | 100 个/盒<br>5190-9618           | 中国 | 1 盒 | 114.8  | 114.8  |
| 78 | 进样小管                       | 125 支/包<br>3710051100          | 中国 | 1 包 | 315.6  | 315.6  |
| 79 | 进样小瓶, 棕色<br>, 带书写板, 带<br>盖 | 2ml<br>5190-9618+5190-<br>9024 | 中国 | 1 盒 | 204.3  | 204.3  |
| 80 | 进样小瓶                       | 100 个/盒<br>5190-9618           | 中国 | 1 盒 | 114.8  | 114.8  |
| 81 | 进样小瓶盖                      | 100/包<br>5190-9024             | 中国 | 1 袋 | 89.5   | 89.5   |
| 82 | 进样针                        | 1 支/盒<br>5181-1267             | 中国 | 1 盒 | 532    | 532    |
| 83 | 进样针                        | 进样针<br>G1313-87201             | 中国 | 1 个 | 829    | 829    |
| 84 | 进样针                        | 进样针<br>G4226-87201             | 中国 | 1 个 | 2365   | 2365   |
| 85 | 进样针                        | 1 支/盒<br>S221-34618            | 中国 | 1 个 | 505    | 505    |

|    |                               |                                                     |    |     |        |        |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 86 | 进样针                           | 1 支/盒<br>36520060                                   | 中国 | 1 个 | 747    | 747    |
| 87 | 进样针座                          | 进样针座<br>G1329-87017                                 | 中国 | 1 个 | 1971   | 1971   |
| 88 | 进样针座                          | 进样针座<br>G4226-87012                                 | 中国 | 1 个 | 5131.4 | 5131.4 |
| 89 | 进样锥                           | 1 个<br>G3280-67040                                  | 中国 | 1 个 | 5901.3 | 5901.3 |
| 90 | 精密螺纹顶空瓶                       | 20ml, 带盖带盖垫<br>, 100 个/盒<br>5188-2753+8010-<br>0139 | 中国 | 1 盒 | 770    | 770    |
| 91 | 净化包 15 mL<br>分散试剂盒            | 50 支/盒<br>5610-2057                                 | 中国 | 1 盒 | 755    | 755    |
| 92 | 净化包 15 mL<br>分散试剂盒            | 50 支/盒<br>5610-2131                                 | 中国 | 1 盒 | 675    | 675    |
| 93 | 净化包<br>15mL 分散SPE<br>试剂盒, EN  | 50 支/盒<br>5982-4956                                 | 中国 | 1 盒 | 1484.7 | 1484.7 |
| 94 | 净化包 dSPE<br>15 mL 色素样<br>品 EN | 50 支/盒<br>5982-5056                                 | 中国 | 1 盒 | 1240   | 1240   |
| 95 | 净化包<br>QuEChERSdSP<br>E 15 mL | 50 支/盒<br>5610-2072                                 | 中国 | 1 盒 | 800    | 800    |
| 96 | 净化包 (dSPE<br>)                | 50 支/盒<br>5610-2135                                 | 中国 | 1 盒 | 745    | 745    |
| 97 | 离子传输管                         | 1 个<br>70005-20606                                  | 中国 | 1 个 | 5228.8 | 5228.8 |
| 98 | 离子色谱仪进<br>样管带盖                | 5mL,150 套/盒<br>038141                               | 中国 | 1 套 | 1742   | 1742   |
| 99 | 密封垫圈                          | 10/包<br>5181-3323                                   | 中国 | 1 包 | 685    | 685    |

|     |           |                                           |    |     |        |        |
|-----|-----------|-------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 100 | 密封垫圈（短石墨） | 10/包<br>5080-8853                         | 中国 | 1 包 | 557.6  | 557.6  |
| 101 | 棉棒        | 100 个/包<br>5080-5400                      | 中国 | 1 包 | 132.8  | 132.8  |
| 102 | 瓶盖        | 100/包<br>5191-8151                        | 中国 | 1 包 | 114.5  | 114.5  |
| 103 | 气相色谱柱     | 1 支/盒<br>26089-1420                       | 中国 | 1 盒 | 5902   | 5902   |
| 104 | 气相色谱柱     | 1 支/盒<br>26096-2960                       | 中国 | 1 盒 | 5902   | 5902   |
| 105 | 气相色谱柱     | 1 支/盒<br>26098-1420                       | 中国 | 1 盒 | 4612.8 | 4612.8 |
| 106 | 气相色谱柱     | 1 支/盒<br>260Q142P                         | 中国 | 1 盒 | 5193   | 5193   |
| 107 | 溶剂瓶入口过滤器  | C18柱, 4.6x2<br>50mm,5um,1个/盒<br>5041-2168 | 中国 | 1 包 | 586    | 586    |
| 108 | 入口阀阀芯     | 1/包<br>G1312-60020                        | 中国 | 1 包 | 4410   | 4410   |
| 109 | 色谱柱       | 1 支/盒<br>122-1334UI                       | 中国 | 1 盒 | 7362   | 7362   |
| 110 | 色谱柱       | 1 支/盒<br>122-1732                         | 中国 | 1 盒 | 5515   | 5515   |
| 111 | 色谱柱       | 1 支/盒<br>122-4732                         | 中国 | 1 盒 | 6470   | 6470   |
| 112 | 色谱柱       | 1 支/盒<br>122-5032                         | 中国 | 1 盒 | 5847   | 5847   |
| 113 | 色谱柱       | 1 支/盒<br>122-5533UI                       | 中国 | 1 盒 | 7194   | 7194   |
| 114 | 色谱柱       | 1 支/盒<br>122-7032                         | 中国 | 1 盒 | 6248   | 6248   |

|     |     |                                |    |     |        |        |
|-----|-----|--------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 115 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>19091G-133            | 中国 | 1 盒 | 5673   | 5673   |
| 116 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>19091S-431UI          | 中国 | 1 盒 | 4517   | 4517   |
| 117 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>19091S-433            | 中国 | 1 盒 | 6407   | 6407   |
| 118 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>19091S-433 UI         | 中国 | 1 盒 | 7137   | 7137   |
| 119 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>19095P-Q04PT          | 中国 | 1 盒 | 7598.7 | 7598.7 |
| 120 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>683970-924            | 中国 | 1 盒 | 8766   | 8766   |
| 121 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>695975-302            | 中国 | 1 盒 | 6691   | 6691   |
| 122 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>883952-708            | 中国 | 1 盒 | 4747.4 | 4747.4 |
| 123 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>883975-901            | 中国 | 1 盒 | 5356   | 5356   |
| 124 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>959990-902            | 中国 | 1 盒 | 5770   | 5770   |
| 125 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>959990-906            | 中国 | 1 盒 | 5770   | 5770   |
| 126 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>160-2535-10           | 中国 | 1 盒 | 1608   | 1608   |
| 127 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>380-01244-32          | 中国 | 1 盒 | 2800   | 2800   |
| 128 | 色谱柱 | 1 支/盒<br>380-01247-04          | 中国 | 1 盒 | 3757.7 | 3757.7 |
| 129 | 色谱柱 | 1.9um2.1x100mm<br>227-30807-02 | 中国 | 1 个 | 5109   | 5109   |

|     |                     |                                               |    |     |        |        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 130 | 色谱柱                 | 1 支/盒<br>17326-102130                         | 中国 | 1 盒 | 5919   | 5919   |
| 131 | 色谱柱                 | 1 支/盒<br>21098-2865                           | 中国 | 1 盒 | 8017   | 8017   |
| 132 | 色谱柱                 | 5um,4.6*25 0mm<br>35105-254630                | 中国 | 1 个 | 4845   | 4845   |
| 133 | 色谱柱C18 柱            | C18柱,<br>4.6x250mm,5um,1<br>个/盒880975-902     | 中国 | 1 盒 | 5874.7 | 5874.7 |
| 134 | 色谱柱C18 柱            | C18柱,<br>4.6x150mm,5um,1<br>个/盒<br>883975-902 | 中国 | 1 盒 | 5520   | 5520   |
| 135 | 色谱柱保护芯              | 4 个/包<br>22105-012101                         | 中国 | 1 盒 | 3109   | 3109   |
| 136 | 色谱柱保护芯              | 4 个/包<br>25303-012101                         | 中国 | 1 盒 | 2605.8 | 2605.8 |
| 137 | 色谱柱快速连接<br>接头       | 内径<br>(ID)1.6mm, 1 个/<br>盒<br>5067-5966       | 中国 | 1 个 | 1206.8 | 1206.8 |
| 138 | 色谱柱预柱柱芯             | 4/包<br>17326-014005                           | 中国 | 1 包 | 3434.6 | 3434.6 |
| 139 | 十八烷基硅烷键<br>合硅胶(C18) | 100g/瓶<br>12213012                            | 中国 | 1 瓶 | 3000   | 3000   |
| 140 | 石墨垫                 | 10 个/包<br>500-2118                            | 中国 | 1 盒 | 378.9  | 378.9  |
| 141 | 石墨垫                 | 10 个/包<br>670-15003-03                        | 中国 | 1 盒 | 420    | 420    |
| 142 | 石墨垫                 | 10 个/包<br>670-15003-07                        | 中国 | 1 盒 | 455    | 455    |
| 143 | 石墨化碳黑               | 10g/瓶<br>6410G                                | 中国 | 1 瓶 | 2121.5 | 2121.5 |

|     |                     |                                         |    |     |       |       |
|-----|---------------------|-----------------------------------------|----|-----|-------|-------|
| 144 | 特氟龙雾化器 (个)          | 1 个/盒<br>1317090                        | 中国 | 1 盒 | 22136 | 22136 |
| 145 | 调谐液                 | 1ml<br>8500-8510                        | 中国 | 1 瓶 | 2278  | 2278  |
| 146 | 铜螺母                 | 1 个/包<br>05988-20066                    | 中国 | 1 包 | 196.7 | 196.7 |
| 147 | 微量注射器               | 50ul, 平头进样针<br>00301-19016              | 中国 | 1 个 | 3793  | 3793  |
| 148 | 阳离子校准液              | 10mL/瓶<br>88323                         | 中国 | 1 瓶 | 2775  | 2775  |
| 149 | 样品瓶<br>(固定内插管)      | 100/包<br>5188-6591                      | 中国 | 1 包 | 897.5 | 897.5 |
| 150 | 样品瓶 (螺口,<br>pp)     | 100/包<br>5191-8121                      | 中国 | 1 包 | 183   | 183   |
| 151 | 样品瓶 (螺口,<br>pp)     | 2 mL,100/包<br>5190-9616                 | 中国 | 1 盒 | 126.9 | 126.9 |
| 152 | 样品瓶<br>(塑料带螺口)      | 螺口, 250 uL,<br>100/包<br>5190-2242       | 中国 | 1 包 | 303.5 | 303.5 |
| 153 | 样品瓶 (透明,<br>顶空, 螺口) | 顶空, 螺口, 20<br>mL,透明, 100/包<br>5188-2753 | 中国 | 1 包 | 691.6 | 691.6 |
| 154 | 样品瓶 (透明,<br>螺口)     | 100/包<br>5190-9616                      | 中国 | 1 包 | 138   | 138   |
| 155 | 样品瓶 (棕色,<br>螺口)     | 100/包<br>5190-9618                      | 中国 | 1 盒 | 114.8 | 114.8 |
| 156 | 样品瓶 (棕色,<br>螺口)     | 2 mL,100/包<br>5190-9618                 | 中国 | 1 盒 | 114.8 | 114.8 |
| 157 | 样品瓶 (棕色,<br>螺口)     | 2mL,100/包<br>5190-9618                  | 中国 | 1 包 | 114.8 | 114.8 |

|     |                           |                                          |    |     |        |        |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 158 | 样品瓶盖（螺口，闭口）               | 100/包<br>5190-9024                       | 中国 | 1 包 | 89.5   | 89.5   |
| 159 | 样品瓶盖（螺口，闭口）               | 黑色，固定，2 mL,100/包<br>5190-9024            | 中国 | 1 包 | 89.5   | 89.5   |
| 160 | 样品瓶盖（螺口，闭口）               | ,2mL,100/包<br>5190-9024                  | 中国 | 1 包 | 89.5   | 89.5   |
| 161 | 样品瓶盖（螺口，闭口）               | 2 mL,100/包<br>5190-9024                  | 中国 | 1 包 | 89.5   | 89.5   |
| 162 | 样品瓶盖（螺口，预开口）              | 黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶，2mL,100/包<br>5190-9026 | 中国 | 1 包 | 96.7   | 96.7   |
| 163 | 样品瓶盖（螺口，预开口）              | 100/包<br>5190-9026                       | 中国 | 1 包 | 96.7   | 96.7   |
| 164 | 样品瓶盖加隔垫<br>(20 mm银色铝质钳口盖) | 铝质瓶盖加隔垫，20 mm 银色铝质钳口盖，100/包<br>9301-1425 | 中国 | 1 包 | 483.2  | 483.2  |
| 165 | 样品瓶内插管（玻璃内插管）             | 500/包<br>5181-3377                       | 中国 | 1 包 | 712    | 712    |
| 166 | 样品瓶内插管（玻璃内插管）             | 250 $\mu$ L, 玻璃，锥形，100 个/包<br>5183-2089  | 中国 | 1 包 | 330.5  | 330.5  |
| 167 | 液相色谱柱                     | 2.1*100mm3.5Micron<br>961753-902         | 中国 | 1 盒 | 5527.4 | 5527.4 |
| 168 | 液相色谱柱                     | 1 支/盒<br>961753-902                      | 中国 | 1 盒 | 5527.4 | 5527.4 |
| 169 | 液相色谱柱                     | 1 根/盒<br>071399                          | 中国 | 1 盒 | 7820.8 | 7820.8 |
| 170 | 液相色谱柱                     | 1 支/盒<br>068981                          | 中国 | 1 盒 | 6296.5 | 6296.5 |

|     |       |                       |    |     |         |         |
|-----|-------|-----------------------|----|-----|---------|---------|
| 171 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>17126-102130 | 中国 | 1 盒 | 6040    | 6040    |
| 172 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>22105-102130 | 中国 | 1 盒 | 5088.2  | 5088.2  |
| 173 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>25002-102130 | 中国 | 1 盒 | 6276.4  | 6276.4  |
| 174 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>25005-102130 | 中国 | 1 盒 | 4580.5  | 4580.5  |
| 175 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>25305-102130 | 中国 | 1 盒 | 6225.7  | 6225.7  |
| 176 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>22105-102130 | 中国 | 1 盒 | 4834.7  | 4834.7  |
| 177 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>35005-102130 | 中国 | 1 盒 | 12288.2 | 12288.2 |
| 178 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186002350    | 中国 | 1 盒 | 8621.9  | 8621.9  |
| 179 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186002854    | 中国 | 1 盒 | 8529    | 8529    |
| 180 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186002884    | 中国 | 1 盒 | 8375.5  | 8375.5  |
| 181 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186003021    | 中国 | 1 盒 | 5501.7  | 5501.7  |
| 182 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186003023    | 中国 | 1 盒 | 7760.8  | 7760.8  |
| 183 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186003980    | 中国 | 1 盒 | 6615    | 6615    |
| 184 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186005297    | 中国 | 1 盒 | 8529    | 8529    |
| 185 | 液相色谱柱 | 1 支/盒<br>186005352    | 中国 | 1 盒 | 8529    | 8529    |

|     |                             |                    |    |     |        |        |
|-----|-----------------------------|--------------------|----|-----|--------|--------|
| 186 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186007095 | 中国 | 1 盒 | 7684   | 7684   |
| 187 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186007106 | 中国 | 1 盒 | 7684   | 7684   |
| 188 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186008484 | 中国 | 1 盒 | 6870.4 | 6870.4 |
| 189 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186009366 | 中国 | 1 盒 | 8520   | 8520   |
| 190 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186003461 | 中国 | 1 盒 | 8780   | 8780   |
| 191 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186003975 | 中国 | 1 盒 | 6810   | 6810   |
| 192 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186004799 | 中国 | 1 盒 | 6537   | 6537   |
| 193 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186004860 | 中国 | 1 盒 | 6310   | 6310   |
| 194 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186005303 | 中国 | 1 盒 | 6324   | 6324   |
| 195 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186005358 | 中国 | 1 盒 | 6324   | 6324   |
| 196 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186007125 | 中国 | 1 盒 | 6037.6 | 6037.6 |
| 197 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186007365 | 中国 | 1 盒 | 5465   | 5465   |
| 198 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186008508 | 中国 | 1 盒 | 6023   | 6023   |
| 199 | 液相色谱柱                       | 1 支/盒<br>186009368 | 中国 | 1 盒 | 8667.1 | 8667.1 |
| 200 | 乙二胺-N-丙基硅<br>烷化硅胶 (PSA<br>) | 100g/瓶<br>12213024 | 中国 | 1 瓶 | 5400   | 5400   |

|     |                  |                              |    |     |        |        |
|-----|------------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 201 | 阴离子校准液           | 10mL/瓶<br>88324              | 中国 | 1 瓶 | 2720   | 2720   |
| 202 | 预柱（保护柱）          | 3.5um,4.6*2 0mm<br>186004865 | 中国 | 1 包 | 1898.4 | 1898.4 |
| 203 | 真空泵油             | 45Platinum, 1瓶<br>5191-5851  | 中国 | 1 瓶 | 797    | 797    |
| 204 | 真空泵油             | 45Platinum, 1瓶<br>5191-5851  | 中国 | 1 瓶 | 797    | 797    |
| 205 | 中性氧化铝固相<br>萃取柱   | 30 支/包<br>12255021           | 中国 | 1 包 | 2450   | 2450   |
| 206 | 柱固相萃取小柱<br>， C18 | 20 支/ 包<br>12256015          | 中国 | 1 盒 | 1346.4 | 1346.4 |
| 207 | 柱塞杆密封垫           | 2/包<br>5063-6589             | 中国 | 1 包 | 1354.8 | 1354.8 |
| 208 | 自动进样器探针（<br>个）   | 1 个/盒<br>942315500161        | 中国 | 1 盒 | 4997   | 4997   |

★注：本表投标总报价为各品目投标单价×评标测算预估数量计算得出，仅用于评标价格分评审，不作为合同固定签约总价，为本项目履约最高支付上限。合同终止条件为合同签订满 1 年或累计结算金额达到本投标总报价，二者孰先到达合同终止。

投标人须对清单内每一个品目填报单价，投标单价不得高于对应品目的单项最高单价限价，任一品目投标单价超出单项最高限价的，作无效投标处理。

本项目自合同签订之日起满 1 年，或实际累计结算金额达到投标总报价，二者孰先到达，合同自动终止。实际供货品种、数量以采购人下达有效订单为准。各品目投标单价不得高于对应品目单项最高限价。

时间：2026 年 9 月 9 日